


Brocas Dynamical



Para Cirurgias Endoscópicas da Coluna

São destinadas ao desbaste, descompressão, remoção e polimento ósseo em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, especialmente em cirurgias endoscópicas da coluna vertebral, como discectomias e foraminotomias, e em outros procedimentos guiados por vídeo.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

AMPLA LINHA DE GEOMETRIAS


Seis geometrias de broca (redonda, afilada, diamantada, oval, oval diamantada e oval para desbaste moderado) em três comprimentos, adequando a ferramenta a cada etapa do procedimento.

TRÊS OPÇÕES DE PROTEÇÃO

Proteção lateral, total ou sem proteção, definindo o tipo de corte, a segurança e o controle durante o desbaste ósseo.

COMPATIBILIDADE COM SHAVER

Acoplamento a motores de shaver compatíveis (Stryker / Formula), com rotação controlada para fresagem e polimento ósseo sob visão endoscópica.



Tipos de Brocas

MODELOS DISPONÍVEIS

TIPO DE BROCA	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
BR	3,5 | 6,0 | 5,5	240 | 280 | 360
BA	5,5	240 | 280 | 360
BD	5,5	240 | 280 | 360
BO	5,5	240 | 280 | 360
BOD	5,5	240 | 280 | 360
OD	5,5	240 | 280 | 360

FABRICADO POR:
RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA
RUA ÂNGELA BERBEL PAGANO, 336 - JARDIM ALVORADA, CRAVINHOS - SP, 14140-000

RENOVA MEDICAL

Contato:
E-mail: relacionamento@renovomedical.com.br