RENOVA
MEDICAL

Mais proteção para
quem cuida.

DYNAMICAL
LEADLESS SHIELD

Segurança, tecnologia e conforto
em procedimentos guiados por imagem.

MODELOS

DLS6.5 **DLS7.0** **DLS7.5** **DLS8.0** **DLS8.5**

Registro ANVISA: **81747770032**

PROTEÇÃO COMPROVADA PARA O SEU DIA A DIA.

3 PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Equivalência de proteção radiológica **0.025 mmPb**, proporcionando uma barreira adicional contra a exposição à radiação ionizante.

LIVRE DE CHUMBO E LÁTEX

Fabricada em polímero sintético com agentes radiopacos livres de chumbo e sem látex natural, reduzindo o risco de reações alérgicas.

CONFORTO E PRECISÃO NO PROCEDIMENTO

Polímero **flexível** com superfície externa texturizada, proporcionando maior aderência e sensibilidade tátil durante o manuseio dos instrumentos.

CONHEÇA O PRODUTO



Proteção radiológica
z **0.025 mmPb**

Comprimento aproximado
280 mm x 10 mm

Cor preta
Superfície texturizada

Polímero sintético
Flexível e resistente

Esterilização por
óxido de etileno (ETO)

Validade
3 anos

TAMANHOS DISPONÍVEIS

6.5 PP **7.0 P** **7.5 M** **8 M** **8.5 G**

1 PAR por embalagem primária

INDICAÇÃO DE USO

Indicadas para a proteção das mãos de profissionais da saúde contra a exposição à radiação ionizante durante procedimentos estéreis guiados por imagem, realizados em ambientes controlados.

APRESENTAÇÃO

Embalagem primária em papel grau cirúrgico estéril, contendo 1 par por unidade, acondicionada em caixa de papel cartão.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto estéril e de uso único.
- Não reutilizar ou reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.
- Verificar a integridade da embalagem e a validade antes do uso.
- Selecionar o tamanho adequado.
- Evitar contato com superfícies cortantes ou abrasivas.

FABRICADO POR:
RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA
RUA ÂNGELA BERBEL PAGANO, 336 - JARDIM ALVORADA, CRAVINHOS - SP, 14140-000

RENOVA MEDICAL

Contato:
E-mail: relacionamento@renovomedical.com.br