Dynamical®
Medical Systems



TORNIQUETE ESTÉRIL

Dynamical Safe Compression

Registro Anvisa: 81747779118

Exsanguinação e Garroteamento de Membros

É destinado à exsanguinação e ao garroteamento de membros superiores e inferiores em cirurgias eletivas ou de urgência, proporcionando um campo cirúrgico estéril e sem sangue.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

EXSANGUINAÇÃO PROGRESSIVA


Compressão progressiva no sentido distal para proximal, promovendo o esvaziamento do sangue venoso e arterial do membro.

GARROTEAMENTO NA RAIZ DO MEMBRO

Exsanguinação e garroteamento em um único dispositivo, com aplicação simples: posicionado distalmente e deslizado até a raiz do membro.

CAMPO ESTÉRIL INTEGRADO

Campo estéril integrado que se acomoda firmemente ao membro, garantindo um campo cirúrgico estéril e sem sangue.



Torníquetes

MODELOS DISPONÍVEIS

TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA DO MEMBRO (CM)	COMPRIMENTO DE MANGA ELÁSTICA (CM)
S	14 - 28	54
M	24 - 40	74
M	24 - 40	84
L	30 - 55	144
XL	50 - 85	164

RENOVA MEDICAL