Dynamical®
Medical Systems

Kit Cânula Dynamical Closure

Dispositivo de fechamento percutâneo seguro e eficaz em cirurgias minimamente invasivas

Registro Anvisa: 81747779083



O Kit Cânula Dynamical Closure é um dispositivo desenvolvido para o fechamento percutâneo de fáscias musculares e cápsulas articulares em procedimentos minimamente invasivos, como cirurgias endoscópicas e artroscopias.

Diferenciais do produto

Design com diâmetro mínimo de 1,6mm

Design reduzido (1,6 mm) que favorece abordagem menos invasiva e conservação dos tecidos.

Abordagem Mais Sutil

Reduz o risco de intercorrências associadas ao fechamento insuficiente das estruturas anatômicas.

Ponta com mandíbula exclusiva

Fixação firme e segura do fio de sutura.

Funcionalidade Versátil

Proporciona fechamento anatômico seguro e eficiente.

Mais eficiência em sala de cirurgia

Melhora a performance intraoperatória.

Permite a infusão controlada de solução salina

Aplicabilidade em diferentes abordagens cirúrgicas.

MODELOS

DYCL25120 - Diâmetro 25mm x Comprimento 120mm
DYCL25250 - Diâmetro 25mm x Comprimento 250mm
DYCL14100 - Diâmetro 14mm x Comprimento 100mm
DYCL16100 - Diâmetro 16mm x Comprimento 100mm

PODCAST

RENOVA
MEDICAL

Dynamical®
Medical Systems