Dynamical®
Medical Systems

KIT CÂNULA **DYNAMICAL SpineoZone**

Administração controlada de fluidos e gases em procedimentos intervencionistas da coluna vertebral.





Registro Anvisa: 81747779123

O dispositivo é destinado à administração controlada de fluidos ou gases em procedimentos intervencionistas, incluindo infiltrações guiadas por imagem.

O modelo SPINE é destinado a auxiliar em procedimentos na região da coluna vertebral, incluindo abordagens paravertebrais, intradiscais e neurotomia de facetas articulares, conforme indicação clínica e técnica médica.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

COMPATIBILIDADE
COM OZÔNIO MEDICINAL

Componentes selecionados para administração de ozônio medicinal (O_3), proporcionando adequada condução do gás e integridade da linha durante a técnica intervencionista.

CÂNULA
SONOVISÍVEL

Cânula 21G × 100 mm em aço inoxidável AISI 304, com conexão para neuroestimulação de baixa frequência, permitindo a verificação do posicionamento anatômico durante o procedimento, sob orientação por fluoroscopia e/ou ultrassom.

INDICADOR
DE PRESSÃO E FILTRAÇÃO NA LINHA

Indicador de pressão integrado para monitoramento da infusão durante o procedimento, associado a filtro bacteriano de 1,2 micra, que auxilia na proteção da linha e na redução do risco de contaminação.

COMPOSIÇÃO DO KIT

- 2 × Cânula com Estímulo – 21G x 100mm
- 2 × Extensor de Perfusão – 40cm
- 2 × Indicador de Pressão – 5mm a 10mm
- 2 × Seringa Vaclock – 10ml
- 2 × Luer Macho Fêmea - 9,4mm x 47mm
- 1 × Filtro de Bactéria
- 1 × Spineedle FluoroMap (Mapeador de Nervos) – 15.0cm x 15,0cm

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS

Compatível com conexões padrão Luer Lock, equipamentos para administração de gases medicinais e estimuladores de nervos periféricos de baixa frequência, conforme especificações técnicas e indicações de uso dos equipamentos associados.

RENOVA
MEDICAL