

Dynamical®
Medical Systems

KIT CÂNULA DYNAMICAL ZYRIA

Precisão, controle e segurança em procedimentos de discectomia percutânea

Registro Anvisa: 81747779085





O Kit Cânula Dynamical Zyria foi desenvolvido para procedimentos de discectomia percutânea com o objetivo de acesso seguro, remoção controlada e aspiração do tecido discal herniado.

Seu design inovador, aliado a componentes de alta precisão, permite uma redução eficaz do núcleo discal, promovendo descompressão neural e alívio da dor em pacientes com hérnia de disco ou estenose foraminal.

Com cânulas em cerâmica de zircônia e instrumentos em aço inoxidável de grau cirúrgico, o sistema oferece durabilidade, estabilidade térmica e excelente sensibilidade tátil.

A estrutura modular do kit facilita a montagem prática, a orientação fluoroscópica segura e o controle visual aprimorado, tornando o Dynamical Zyria uma solução completa para procedimentos minimamente invasivos da coluna.

Indicação de Uso

- Hérnia discal contida
- Protrusões discais
- Estenoses foraminais associadas à dor radicular ou discogênica refratária ao tratamento conservador.

Trata-se de um procedimento de curta duração, que promove descompressão do espaço discal e alívio sintomático, preservando as estruturas anatômicas adjacentes.

Principais Diferenciais

1 PRECISÃO E SEGURANÇA NO ACESSO

Sistema completo com fio guia, trocater, obturador e trefina para acesso percutâneo controlado sob fluoroscopia, reduzindo riscos e tempo operatório.

2 CÂNULAS EM CERÂMICA DE ZIRCÔNIA

Alta resistência mecânica e estabilidade térmica, proporcionando corte refinado, controle tátil e desempenho superior na remoção do tecido discal.

3 ASPIRAÇÃO EFICIENTE COM COLETA SEGURA

Inclui tubo de aspiração com coletor de 5 metros, permitindo remoção contínua de detritos e coleta do material discal para análise laboratorial.

COMPOSIÇÃO DO KIT

1 - Trocater - Ø3,5 x 165mm – Aço Inoxidável
1 - Obturador - Ø2,8 x 185mm – Aço Inoxidável
1 - Trefina - Ø2,8 x 185mm – Aço Inoxidável
1 - Fio guia - Ø1,5 x 330mm - Nitinol
1 - Cânula de microdebridação BD - Ø3,5 x 360mm – Cerâmica de Zircônio
1 - Cânula de microdebridação BR - Ø3,5 x 360mm – Cerâmica de Zircônio
1 - Tubo de aspiração com coletor - 5 metros – PVC Atóxico
1 - Tubo extensor - 3,5 metros – PVC Atóxico
1 - Cânula reciprocante cortante - Ø2,8 x 284mm – Corpo em Zircônio
1 - Tela radiopaca - 150 x 150 mm – PET
2 - Cânulas de acesso e punção – 100mm x 20g x 10s
1 - Cânula de 150 mm e 18 Ga – Aço Inoxidável
1 - Equipo de 300 mm – PVC Atóxico
1 - Válvula em Y de 29mm – Policarbonato e Silicone

PODCAST

RENOVA
MEDICAL

Dynamical®
Medical Systems