
Spineedle®

Kit Cânula Epiduroscopia Guiada

Acesso epidural minimamente invasivo para neurólise, diagnóstico e tratamento da dor crônica espinhal

Registro Anvisa: 81747770024





O Kit Cânula para Epiduroscopia Guiada é um conjunto de dispositivos médicos desenvolvido para procedimentos de epiduroscopia no espaço epidural. Solução completa para o diagnóstico funcional e o manejo intervencionista da dor crônica espinhal refratária.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Precisão no acesso e no diagnóstico

Cateter multidirecional associado à cânula com tecnologia de registro de impedância, proporcionando localização precisa do espaço epidural e melhor direcionamento do tratamento.

Abordagem minimamente invasiva

Acesso percutâneo pelo hiato sacral, permitindo visualização, diagnóstico e tratamento do espaço epidural com menor trauma tecidual, maior segurança e recuperação mais rápida.

Versatilidade terapêutica

Permite o acesso percutâneo ao espaço epidural para diagnóstico e tratamento da dor, com administração direcionada de fármacos, neurólise e adesiólise.

MODELOS E COMPOSIÇÕES

Modelos	Composições
EPID-1.75	1 × Catéter Epidural 2 × Cânulas de Acesso com Registro de Impedância 100 mm – Gauge 18 – Ponta Ativa 10 mm 1 × Introdutor de Catéter (Tubo Guia + Tubo Protetor)
EPID-2.1	1 × Catéter Epidural 2 × Cânulas de Acesso com Registro de Impedância 150 mm – Gauge 18 – Ponta Ativa 10 mm 1 × Introdutor de Catéter (Tubo Guia + Tubo Protetor)

RENOVA MEDICAL