Spineedle®

KIT CÂNULA SPINEEDLE BIOEXTRACT

DISCECTOMIA PERCUTÂNEA COM ACESSO SEGURO E CONTROLADO

Desenvolvido para procedimentos intervencionistas da coluna vertebral, o OK Decom é um sistema estéril e descartável de uso único que reúne sonda motorizada com mecanismo rotativo para remoção de fragmentos do núcleo pulposo, câmara transparente para coleta de material e cânula de acesso em uma solução prática e pronta para uso.

REGISTRO ANVISA
81747779125



LÂMINA HELICOIDAL
Precisão Anatômica para posicionamento seguro.

PONTA PRECISA
Remoção eficiente do núcleo pulposo

COLETOR TRANSPARENTE
Controle Visual em tempo Real

EMPUNHADORA ERGONÔNICA
Design ergonômico para operação simples, confortável e precisa.

SONDA MOTORIZADA COM LÂMINA HELICOIDAL

Equipada com mecanismo helicoidal rotativo de até 10.000 rpm, a sonda motorizada proporciona remoção eficiente e controlada de fragmentos do núcleo pulposo, favorecendo a descompressão discal com maior precisão e mínimo impacto aos tecidos adjacentes.

SISTEMA COMPLETO PARA DISCECTOMIA PERCUTÂNEA

Proporciona visualização em tempo real do material coletado, favorecendo maior controle durante a intervenção. O volume de coleta auxilia no monitoramento da remoção realizada e contribui para o controle e condução do processo.

ACESSO PERCUTÂNEO GUIADO POR FLUOROSCOPIA

O sistema de acesso com guia interno orienta a introdução da sonda até o centro do disco por abordagem póstero-lateral extrapedicular, sob controle fluoroscópico (AP e perfil), de utilização indispensável. O método assegura maior precisão no posicionamento e segurança anatômica durante a navegação do dispositivo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicação Anatômica	Comprimento	Diâmetro	Vel. Máxima	Cap. de Coleta
Cervical	8 cm	19G	10.000 rpm	Até 2 cc
Lombar / Torácico	16 cm	17G	10.000 rpm	Até 2 cc

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para discectomia percutânea minimamente invasiva com aspiração do núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Aplicável às regiões cervical, torácica e lombar da coluna vertebral.

RENOVA MEDICAL