Dynamical®
Medical Systems

KIT CÂNULA
DYNAMICAL FOOTRECON ZIRCONIUM

Precisão e controle em procedimentos reconstrutivos do pé e tornozelo

Registro Anvisa: 81747779097





DYNAMICAL FOOTRECON ZIRCONIUM

Kit para Procedimentos Reconstrutivos do Pé e Tornozelo desenvolvido para proporcionar acesso anatômico controlado e máxima precisão cirúrgica, o kit é composto por instrumentais estéreis e de uso único, incluindo brocas (fresas), raspas, tenótomo/capsulótomo e cânula de acesso ósseo. Cada componente foi projetado para oferecer segurança, controle tátil aprimorado e eficiência durante osteotomias, tenoplastias e capsuloplastias.

KIT FOOTRECON UNO

- 1 - Broca Cortante Reta
- 1 - Broca Cortante Angular Menor
- 1 - Broca Cortante Cônica
- 1 - Broca Cortante Angular Maior
- 1 - Raspa Maior e Menor Direita/Esquerda
- 1 - Raspa Menor Positiva/Negativa
- 1 - Raspa Maior e Menor Reta
- 1 - Raspa Maior Positiva/Negativa
- 1 - Tenótomo/Capsulótomo
- 1 - Cânula de Acesso Ósseo

KIT FOOTRECON DUO

- 2 - Broca Cortante Reta
- 2 - Broca Cortante Angular Menor
- 2 - Broca Cortante Cônica
- 2 - Broca Cortante Angular Maior
- 1 - Raspa Maior e Menor Direita/Esquerda
- 1 - Raspa Menor Positiva/Negativa
- 1 - Raspa Maior e Menor Reta
- 1 - Raspa Maior Positiva/Negativa
- 1 - Tenótomo/Capsulótomo
- 1 - Cânula de Acesso Ósseo

MEDIDAS DAS CÂNULAS DE ACESSO ÓSSEO

050mm x 14G x 2,25mm	100mm x 14G x 2,25mm	150mm x 14G x 2,25mm	200mm x 14G x 2,25mm
050mm x 16G x 1,85mm	100mm x 16G x 1,85mm	150mm x 16G x 1,85mm	200mm x 16G x 1,85mm
050mm x 18G x 1,55mm	100mm x 18G x 1,55mm	150mm x 18G x 1,55mm	200mm x 18G x 1,55mm
050mm x 20G x 1,15mm	100mm x 20G x 1,15mm	150mm x 20G x 1,15mm	200mm x 20G x 1,15mm

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

ACESSO
ANATÔMICO CONTROLADO

A cânula de acesso ósseo permite a entrada precisa na área cirúrgica, protegendo estruturas moles adjacentes e reduzindo o risco de lesões inadvertidas.

CORTE E
MODELAGEM ÓSSEA DE ALTA PRECISÃO

As brocas cortantes — retas, cônicas e anguladas — possibilitam cortes exatos e modelagem óssea precisa para correção de deformidades como o hallux valgus e osteotomias metatarsais.
Confeccionadas em zircônio, as fresas reduzem a temperatura de corte em até 13 °C, minimizando o calor gerado, a liberação de debris metálicos e o risco de necrose térmica óssea.

MANIPULAÇÃO SEGURA DE
TECIDOS MOLES

As raspas anatômicas (reta, positiva, negativa, direita e esquerda) favorecem o descolamento e a regularização controlada dos tecidos, garantindo ergonomia e sensibilidade tátil intraoperatória.
O tenótomo/capsulótomo permite o seccionamento preciso de tendões e cápsulas articulares, assegurando execuções seguras de tenotomias e capsulotomias.

PODCAST

RENOVA
MEDICAL