Spineedle®

DIGITAL BLOCK SAFE LEVEL

Discografia Provocativa e Bloqueio de Nervos Periféricos

É destinado à realização de discografia provocativa, com medição da pressão intradiscal por manômetro digital, e ao bloqueio de nervos periféricos em um mesmo produto. Permite diferenciar discos degenerados sintomáticos dos assintomáticos, além de determinar o grau de degeneração e sua morfologia, possibilitando a discografia em dois níveis, de forma segura, e o bloqueio duplo.

REGISTRO ANVISA
81747770018

MANÔMETRO DIGITAL

Medição precisa da pressão intradiscal durante a discografia provocativa, auxiliando na avaliação da degeneração discal e na condução dos bloqueios terapêuticos guiados.

DETECÇÃO DE IMPEDÂNCIA

Cânula de 22G para detecção da impedância, que confirma o tecido acessado e minimiza o potencial de danos aos tecidos.

NÍVEL ADJACENTE E BLOQUEIO DUPLO

Permite realizar a discografia em dois níveis e o bloqueio duplo de nervos periféricos com um único kit, unindo diagnóstico e tratamento no mesmo procedimento.



Spineedle Compression Disc




Extensor de Multiplas Vias



Cânula Introdutória



Cânula Introdutória



Cânulas




Conector Macho Luer Lock



Caneta



Régua



Adaptador Luer Lock



Válula Y

MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Cânula Introdutoras (2un)
DIG-BLOCK-1	100mm x 18G
DIG-BLOCK-2	100mm x 20G
DIG-BLOCK-3	100mm x 22G

COMPOSIÇÃO DO KIT

Insuflador com manômetro DIGITAL 20 ml;
Cânula introdutora para detecção da impedância 150mm x 22G;
Cânulas introdutora 100mm x 18G;
Torneira de via tripla com conector luer lock;
Adaptadores luer lock;
Extensor de via dupla;
Cânula introdutora 150 mm e 18G;
Extensor;
Válvula em Y;
Cânula 80mm x 18G;
Caneta;
Régua.

RENOVA MEDICAL